

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN ABP-A01

Data: 18.03.2025

ITALIANO



Ionizzatore per neutralizzare la carica elettrostatica

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- I prodotti da pesare non conduttori, quali plastica, porcellana, vetro ecc. spesso hanno una carica elettrostatica.. A causa del campo elettromagnetico che si viene a creare tra il prodotto da pesare e la bilancia, il risultato di pesata può essere falsato nel campo dei grammi.. Pertanto per le pesate in milligrammi o di maggiore precisione si consiglia una neutralizzazione della carica elettrostatica con ionizzatore KERN ABP-A01
- Può essere comodamente posizionato accanto alla bilancia per mezzo del supporto o indirizzato manualmente da più lati verso un campione critico da pesare

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ABP-A01
Modello-Serie	ABP
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761213975

Numero di tariffa doganale 90160090

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	325×263×158 mm
Peso lordo	1,00 kg
Peso netto	0,85 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	75 g

Componenti
dell'imballaggio - in peso
- plastica 75 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
vetro 0 g

Componenti per
l'imballaggio - in peso -
legno 0 g

Tempo di consegna 1 d

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
970-109	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-109