

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS ORL-S131

Datum: 09.05.2026

DEUTSCH

Scale 31

Skala für digitales Refraktometer ORL 94BS zur Bestimmung des Alkoholgehalts in Volumenprozent

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

- Konfigurieren Sie Ihr Refraktometer mit individuellen Skalen ganz nach Ihren Anforderungen – auch nach dem Kauf nachrüstbar
- Hinweis: Zusätzlich zu den bereits auf dem Refraktometer vorinstallierten Skalen Brix und Brechungsindex sind maximal acht weitere Skalen pro Gerät wählbar
- Die kostenlose Software OXR-Basic zur Durchführung von Messungen und zum Speichern und Exportieren von Messergebnissen steht Ihnen zum Download zur Verfügung

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	ORL-S131
Modell-Reihe	ORL-S
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Refraktometer
Produktgruppe	Digitale Refraktometer
Produkt-Verwendungsart	Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 14897 14
Zolltarifnummer	90275000
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Verpackung & Versand

Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Primär

Skalen	Volume percent
Skala Bereich	0 %(v/v) - 80 %(v/v)

Technische Daten - Messsystem

Ablesung	1 %(v/v)
Genauigkeit	1 %(v/v)