

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 315-307-303

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Safety Set 5 g (F2); 100 g (F2)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindesteinwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsgriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-307-303
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell) 4045761245600

Zolltarifnummer 84239090

Technische Daten - Messsystem

Nenngewichte, inklusive 5 g (F2); 100 g (F2)

Nennwert 5 g & 100 g

OIML-Klasse F2

OIML-konform ja

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×115×70 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	0,50 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-400-400
--------------------	-------------

FUNKTIONEN

Standard



DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
962-400-400	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-400-400

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242