

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1573

Datum: 22.09.2025

DEUTSCH



Kondensor ABBE; 1,25; fix

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Kondensor OBB-A1573

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1573
Modell-Reihe	OBB-AC
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1246508
Vorgängermodell	OBB-A 1103
Zolltarifnummer	90119000

Technische Daten - Konstruktion

Aperturblende	yes
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	fix

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	80×80×70 mm
--------------------------------	-------------

Bruttogewicht	0,80 kg
---------------	---------

Nettogewicht	0,30 kg
--------------	---------

Versandart	Paketdienst
------------	-------------

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	500 g
--	-------

Lieferzeiten	1 d
--------------	-----

FUNKTIONEN

Standard



DEUTSCH