

KERN 347-025

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-025
Modell-Reihe	347-025
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256156
Vorgängermodell	347-425
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	2 g
Toleranz (OIML)	1,2 mg
Gehäuse Kunststoff	347-030-400

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	2 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	1,2 mg
Dichte (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	0,2381

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	13×13×4 mm
Bruttogewicht	0,05 kg
Nettogewicht	0,05 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-632
--------------------	---------

KERN 347-025

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 2 g, Schlitzgewicht (Typ A), Edelstahl feingedreht

KERN[®]

