

KERN 326-37

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	326-37
Modello-Serie	326
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML F1 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761232860
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	50 mg
Cassa in alluminio	346-070-600
Cassa in plastica	Non disponibile
Cassa in legno	Non disponibile

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	193×96×117 mm
Materiale	Acciaio inossidabile lucidato

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	F1
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	50 mg

Funzioni

Densità (kg/m³) 7950

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	193×96×117 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-444
--------------------	---------

KERN 326-37

Peso singolo, classe OIML F1, 10 kg, Blocco, acciaio inossidabile lucidato



Standard

