

KERN KMA-TMN

Fecha: 28.01.2025

ESPAÑOL



Indicador: Plásticos, IP68 contra polvo y salpicadura de agua , fuente de alimentación integrada

CONTACT

 Dirección

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Teléfono y fax

Teléfono : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Correo electrónico : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

Indicador KMA-TMN, pantalla LCD, altura de dígitos 25 mm, unidades de pesaje kg

ESPECIFICACIÓN

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	KMA-TMN
Serie de modelos	KMA
Surtido	KERN
Tipo de producto	Productos médicos
Grupo de productos	Básculas de silla
Tipo de uso del producto	Pieza de recambio
Código EAN (Modelo)	404576 1209787
Fecha de inicio prevista	unbestimmt-1HJ
Número del arancel aduanero	84239010
Modelo descatalogado	yes

Datos técnicos - Pantalla

Altura de la pantalla	25 mm
-----------------------	-------

Datos técnicos - Fuente de alimentación

Adaptador de red/adaptador incluido	AUS;CH;EURO;UK;US
Tiempo de carga	12 h
Tensión de entrada	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Tiempo de funcionamiento (retroiluminación apagada)	22 h
Batería recargable	Acumulador opcional - interno

Datos técnicos - Sistema de medición

Método de calibración	Ajuste con peso externo
Unidades de pesaje	kg

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Humedad máxima	80 %
Temperatura máxima de funcionamiento	40 °C
Temperatura ambiente mínima	-10 °C
Humedad mínima	0 %

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	205×370×100 mm
Peso bruto	1,2 kg
Peso neto	0,55 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente de embalaje - por peso - cartón	236 g
Componente del embalaje - por peso - espuma de poliestireno	236 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Aprobación de
verificación conforme a
2014/31/UE yes

Clase de verificación III

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción	Precio
RMCC-5001	Aansluitbus RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Display deksel RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Montaje para las baterías KERN MBC-A09	15,00 €
RMCC-8008	Tapa del compartimento de las pilas RMCC-8008	5,00 €

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Capacidad de pesada	Legibilidad	Valor de verificación (e)
RMCC-9001			
RMCC-5001			
RMCC-6001			
RMCC-1001	300 kg		
RMCC-9002			
RMCC-9003			
RMCC-9004			
RMCC-8008			
RMCC-3001			
RMCC-8002			
RMCC-9005			
RMCC-8003			
RMCC-8004			
RMCC-8005			
RMCC-8006			
RMCC-8007			
RMCB-6001			
RMCB-4010			
RMCCN-8003			
RMCCN-4010			
RMCC-9006			
RMCC-8018			
RMCC-8013			
RMCC-8014			
RMCB-8025			

RMCB-8026

RMCC-2001

RMCCN-2001

RMCCN-4011

RMCCN-2002

RTMCN-4001

RTMCN-8001

RTMCN-3001

RTMCN-8002

RTMCN-8003

RTMCN-2001

RTMCN-9002

RTMCN-8004

RMCD-1001 500 kg

RMCC-8009

KMA-TMN

RMCB-8017

RMCB-8018

RMCCN-5001

RMCCN-8001

RMCCN-8002

RMCC-9010

RMCB-1001

RMCB-8004

RMCB-8006

RMCB-2003

RMCB-8015

RMCB-8016

RMCB-8003

RMCB-8005

RMCB-8019

RMCD-4001

RMCD-8001

RMCD-8002

RMCD-9001

RMCD-9002

RMCD-8003

RMCD-8004

RMCD-8005

RMCD-8006

RMCD-8007
