

# KERN ORA 1UB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria

# KERN®



## Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	ORA 1UB
Modello-Serie	ORA-U
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Rifrattometri
Gruppo di prodotti	Rifrattometri analogici
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761159884
Modello successivo	ORA 1UA-2.024a
Data di inizio prevista	2015-1HJ
Numero di tariffa doganale	90275000
Stato del modello	Yes
Paese di origine	CN

## Dati tecnici - Primario

Scala	Urea
Scala Gamma	0 % - 40 %

## Dati tecnici - Costruzione

Tipo	Rifrattometro manuale
Scala di visualizzazione	Analogico
Dimensioni (L×P×H)	160×40×40 mm

## Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di misurazione	Rifrazione
Temperatura di misura min	10 °C
Temperatura di misura massima	30 °C

## Funzioni

Letture 0,2 %

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	215×94×65 mm
Peso lordo	0,35 kg
Peso netto	0,30 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi

Componenti dell'imballaggio - a peso - carta 888,76 mg

Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone 49,9797 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 1,41156 g

Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo 0 g

Componenti per l'imballaggio - in peso - schiuma 0 g

Tempo di consegna 1 d

## Servizi opzionali

Calcolo ISO 961-290

# KERN ORA 1UB

Misurazione dell'indice di rifrazione per laboratori e l'industria



Standard

