

KERN 346-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-89
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761241664
Vorgängermodell	346-89-2018a
Nachfolgemodell	346-89-2025e
Geplanter Starttermin	2020-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	310×157×195 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Yes
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7100

Funktionen

Standard

Volumen (cm³)

7042,2535

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	330×180×230 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	0 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Yes
-----------------	-----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-646
--------------------	---------

KERN 346-89

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block, Gusseisen lackiert

