

KERN 303-026

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	303-026
Modell-Reihe	303
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML E1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761223066
Geplanter Starttermin	2019-1HJ
Zolltarifnummer	84239090
Herkunftsland	DE

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 mg - 50 g
Gehäuse Aluminium	313-020-600
Gewichtssatz Koffer	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl poliert
Ist Gewichtssatz	Yes
Art des Gehäuses	Im Aluminiumetui

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 mg - 50 g
OIML-Klasse	E1
OIML-konform	Yes

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	165×120×75 mm
Bruttogewicht	0,80 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	250 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	963-201
--------------------	---------

Funktionen

Standard

KERN 303-026

Gewichtssatz, E1, 1 mg - 50 g, Knopf, Edelstahl poliert, im Aluminiumetui



Option

