

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# KERN 326-024

Data: 19.03.2025

ITALIANO



Kit di pesi, F1, 1 g - 50 g, Eco-form, acciaio inossidabile lucidato, in una custodia di plastica

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VETRINA DEI PRODOTTI



## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Modello codice articolo       | 326-024               |
| Modello-Serie                 | 326                   |
| Assortimento                  | KERN                  |
| Tipologia di prodotto         | Pesi di prova         |
| Gruppo di prodotti            | OIML F1 Pesi di prova |
| Tipo di utilizzo del prodotto | Articolo principale   |
| Codice EAN (Modello)          | 404576 1223998        |
| Modello precedente            | 322-024               |
| Numero di tariffa doganale    | 84239090              |

### Dati tecnici - Primario

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Valore nominale   | 1 g - 50 g                  |
| Cassa in plastica | 313-052-400                 |
| Peso set cassa    | in una custodia di plastica |

### Dati tecnici - Costruzione

|                  |                               |
|------------------|-------------------------------|
| Materiale        | acciaio inossidabile lucidato |
| È un set di pesi | sì                            |
| Tipo di caso     | in una custodia di plastica   |

### Dati tecnici - Sistema di misura

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Valore nominale | 1 g - 50 g |
| Classe OIML     | F1         |
| Conformità OIML | sì         |

### Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensioni imballo (L×P×H) | 250×210×75 mm   |
| Peso lordo                 | 0,50 kg         |
| Peso netto                 | 0,40 kg         |
| Metodo di spedizione       | Servizio pacchi |

Componenti  
dell'imballaggio - in peso  
- plastica 140 g

Tempo di consegna 1 d

## Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS 962-415

## FUNZIONI

Standard



## SERVIZI

| Modello  | Descrizione                                               |
|----------|-----------------------------------------------------------|
| 962-415  | Calibrazione DAkKS 962-415                                |
| 962-415R | Ricalibrazione DAkKS KERN 962-415R                        |
| 921-415  | Scostamento positivo garantito (? +1/3 OIML) KERN 921-415 |
| 920-710  | Marcatura (Ultime cifre del numero di serie) KERN 920-710 |

## PARTI DI RICAMBIO

| Modello     | Descrizione                                    |
|-------------|------------------------------------------------|
| 313-052-400 | Custodia per pesi in plastica KERN 313-052-400 |
| 315-242     | Pinzetta KERN 315-242                          |

## DATI RELATIVI AL PRODOTTO

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio | Cassa in plastica | Cassa in legno  | Peso set cassa        |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|
| 326-36           | 5 kg            | 25 mg             | 346-060-600        | non disponibile   | non disponibile | -                     |
| 326-37           | 10 kg           | 50 mg             | 346-070-600        | non disponibile   | non disponibile | -                     |
| 326-38           | 20 kg           | 100 mg            | 346-080-600        | non disponibile   | non disponibile | -                     |
| 326-39           | 50 kg           | 250 mg            | 346-090-600        | non disponibile   | non disponibile | -                     |
| 326-022          | 1 g - 50 g      | -                 | -                  | -                 | 313-020-100     | in una cassa di legno |

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio | Cassa in plastica | Cassa in legno | Peso set cassa              |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|
| 326-024          | 1 g - 50 g      | -                 | -                  | 313-052-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-026          | 1 g - 50 g      | -                 | 314-020-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-032          | 1 g - 100 g     | -                 | -                  | -                 | 313-030-100    | in una cassa di legno       |
| 326-034          | 1 g - 100 g     | -                 | -                  | 313-052-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-036          | 1 g - 100 g     | -                 | 314-030-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-042          | 1 g - 200 g     | -                 | -                  | -                 | 313-040-100    | in una cassa di legno       |
| 326-044          | 1 g - 200 g     | -                 | -                  | 313-052-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-046          | 1 g - 200 g     | -                 | 314-040-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-052          | 1 g - 500 g     | -                 | -                  | -                 | 313-050-100    | in una cassa di legno       |
| 326-054          | 1 g - 500 g     | -                 | -                  | 313-052-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-056          | 1 g - 500 g     | -                 | 314-050-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-062          | 1 g - 1 kg      | -                 | -                  | -                 | 313-060-100    | in una cassa di legno       |
| 326-064          | 1 g - 1 kg      | -                 | -                  | 313-082-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-066          | 1 g - 1 kg      | -                 | 314-060-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-072          | 1 g - 2 kg      | -                 | -                  | -                 | 313-070-100    | in una cassa di legno       |
| 326-074          | 1 g - 2 kg      | -                 | -                  | 313-082-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-076          | 1 g - 2 kg      | -                 | 314-070-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |
| 326-082          | 1 g - 5 kg      | -                 | -                  | -                 | 313-080-100    | in una cassa di legno       |
| 326-084          | 1 g - 5 kg      | -                 | -                  | 313-082-400       | -              | in una custodia di plastica |
| 326-086          | 1 g - 5 kg      | -                 | 314-080-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio   |

| Nome del modello | Valore nominale | Tolleranza (OIML) | Cassa in alluminio | Cassa in plastica | Cassa in legno | Peso set cassa            |
|------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|---------------------------|
| 326-092          | 1 g - 10 kg     | -                 | -                  | -                 | 313-090-100    | in una cassa di legno     |
| 326-096          | 1 g - 10 kg     | -                 | 314-090-600        | -                 | -              | in valigetta di alluminio |
| 326-01           | 1 g             | 0,1 mg            | 317-010-600        | 347-030-400       | 317-010-100    | -                         |
| 326-02           | 2 g             | 0,12 mg           | 317-020-600        | 347-030-400       | 317-020-100    | -                         |
| 326-03           | 5 g             | 0,16 mg           | 317-030-600        | 347-030-400       | 317-030-100    | -                         |
| 326-04           | 10 g            | 0,2 mg            | 317-040-600        | 347-050-400       | 317-040-100    | -                         |
| 326-05           | 20 g            | 0,25 mg           | 317-050-600        | 347-050-400       | 317-050-100    | -                         |
| 326-06           | 50 g            | 0,3 mg            | 317-060-600        | 347-070-400       | 317-060-100    | -                         |
| 326-07           | 100 g           | 0,5 mg            | 317-070-600        | 347-070-400       | 317-070-100    | -                         |
| 326-08           | 200 g           | 1 mg              | 317-080-600        | 347-080-400       | 317-080-100    | -                         |
| 326-09           | 500 g           | 2,5 mg            | 317-090-600        | 347-090-400       | 317-090-100    | -                         |
| 326-11           | 1 kg            | 5 mg              | 317-110-600        | 347-110-400       | 317-110-100    | -                         |
| 326-12           | 2 kg            | 10 mg             | 317-120-600        | 347-120-400       | 317-120-100    | -                         |
| 326-13           | 5 kg            | 25 mg             | 317-130-600        | 347-130-400       | 317-130-100    | -                         |
| 326-14           | 10 kg           | 50 mg             | 317-140-600        | 347-140-400       | 317-140-100    | -                         |