

KERN 347-075-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 100 g, Edelstahl feingedreht

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-075-100
Modell-Reihe	347-075-100
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256323
Vorgängermodell	347-475-100
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	100 g
Toleranz (OIML)	5 mg

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	100 g
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	5 mg
Dichte (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	11,9048

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	26×26×240 mm
Bruttogewicht	0,10 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-637
--------------------	---------

KERN 347-075-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 100 g, Edelstahl feingedreht

KERN[®]

