

FOLLETO DEL PRODUCTO

**KERN
347-015**

Fecha: 28.03.2025

ESPAÑOL

Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

CONTACT**KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-mail : info@kern-sohn.comWeb : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 1 g, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado (OIML)

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-015
Serie de modelos	347-015
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesos de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 1256 132
Modelo predecesor	347-415
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	1 g
Tolerancia (OIML)	1 mg
Caja aluminio	no disponible
Caja plástico	347-030-400

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	1 g
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	1 mg
Densidad (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	0,119

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	13×13×2 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-631
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ESPAÑOL

ACCESORIOS

Modelo	Descripción
347-030-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-030-400
347-075-100	Barra de soporte KERN 347-075-100
347-095-100	Barra de soporte KERN 347-095-100
347-115-100	Barra de soporte KERN 347-115-100
315-242	Pinza KERN 315-242

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-631	Calibración DAkkS 962-631
962-631R	Recalibración DAkkS KERN 962-631R
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio	Caja plástico
347-015	1 g	1 mg	no disponible	347-030-400