

KERN 336-39

Peso singolo, classe OIML F2, 50 kg, Blocco, acciaio inossidabile

KERN[®]



Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	336-39
Modello-Serie	336
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	Pesi di prova OIML F2
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761232839
Data di inizio prevista	2020-1HJ
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	50 kg
Tolleranza (OIML)	800 mg
Cassa in alluminio	346-090-600
Cassa in plastica	Non disponibile
Cassa in legno	Non disponibile

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni	295×158×191 mm
Materiale	Acciaio inossidabile

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	50 kg
Classe OIML	F2
Conformità OIML	Sì
Tolleranza (OIML)	800 mg

Funzioni

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	295×158×191 mm
Peso lordo	50 kg
Peso netto	50 kg
Metodo di spedizione	Spedizioniere
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	17 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	Sì
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkKS	962-446
--------------------	---------

KERN 336-39

Peso singolo, classe OIML F2, 50 kg, Blocco, acciaio inossidabile

KERN[®]

Standard

