

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN MBC-A05

Data: 30.04.2025

ITALIANO



Battuta piede/testa da fissare alla vaschetta per garantire una sicurezza ancora maggiore nella pesata di bambini piccoli. Fornitura: 1 battuta piede e testa cad.

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	MBC-A05
Modello-Serie	MBC
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Bilance pesaneonati
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	4045761158610
Numero di tariffa doganale	84239010

FUNZIONI

Standard



Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni del piatto di pesata (L×P)	535×280 mm
Dimensioni completamente assemblate (L×P×H)	600×280×128 mm

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	650×300×155 mm
Peso lordo	2 kg
Peso netto	1,4 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	250 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	250 g
Tempo di consegna	1 d