

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN 315-412-407

Fecha: 19.03.2025

ESPAÑOL



Safety Set 100 g (M1); 2000 g (M1)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESCAPARATE DE PRODUCTOS



DESCRIPCIÓN

- Los conjuntos "KERN Safety Sets" incluyen cada uno una pesa de control para comprobar la sensibilidad, es decir, el ajuste correcto de su balanza, así como una pesa de control pequeña para comprobar el extremo inferior del margen de pesaje, es decir, la pesada mínima
- Opcionalmente el «KERN Safety Set» ofrece otra pesa de control para comprobar su balanza en el valor de peso que sea más relevante para usted
- Unos útiles accesorios adaptados al «KERN Safety Set», como p. ej. guantes especiales, pinzas, empuñaduras para pesas, brochas, etc., le servirán de ayuda a la hora de manipular correctamente sus pesas de control
- En un práctico estuche de protección junto a su balanza puede guardar así el útil para comprobar y garantizar en cualquier momento la elevada precisión de su balanza

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	315-412-407
Serie de modelos	315
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1

Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
--------------------------	---------------------------------------

Código EAN (Modelo)	4045761245532
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	100 g & 2 kg
Caja aluminio	zet315-000-000
Peso conjunto caja	en un estuche de aluminio

Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable
Es juego de pesas	sí
Número de pesas en el juego	2
Tipo de caja	en un estuche de aluminio

FUNCIONES

Standard


1 DAY

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	100 g & 2 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	255×135×140 mm
Peso bruto	3 kg
Peso neto	1,2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	1,8 kg
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-600-600
-------------------	-------------

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-600-600	Calibración DAkkS 962-600-600

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
315-242	Pinza KERN 315-242

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Caja aluminio	Peso conjunto caja
315-406-403	5 g & 50 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-412-407	100 g & 2 kg	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-409-405	20 g & 500 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-412-408	200 g & 2 kg	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-407-404	10 g & 100 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-408-404	10 g & 200 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-408-405	20 g & 200 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-409-406	50 g & 500 g	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-411-407	100 g & 1 kg	zet315-000-000	en un estuche de aluminio
315-411-406	50 g & 1 kg	zet315-000-000	en un estuche de aluminio