

KERN 347-12

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-12
Serie de modelos	347
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761008847
Fecha de inicio prevista	2004-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 kg
Tolerancia (OIML)	100 mg
Caja aluminio	317-120-600
Caja plástico	347-120-400
Caja de madera	337-120-200

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	2 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	Sí
Tolerancia (OIML)	100 mg
Densidad (kg/m ³)	7950

Volumen (cm³) 250

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	60×60×114 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	Sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-642
-------------------	---------

KERN 347-12

Pesas individuales, Clase OIML M1, 2 kg, Botón, acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

