

KERN 366-94

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

KERN[®]



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-94
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761482081
Vorgängermodell	366-94-2024a
Geplanter Starttermin	2025-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 kg
Toleranz (OIML)	500 mg

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Gusseisen lackiert
-----------	--------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	500 mg
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	140,8451

Technische Daten - Verpackung & Versand

Funktionen

Standard

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	55×55×87 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Nein
-----------------	------

Optionale Dienstleistungen

DAkS Kalibrierung	962-641
-------------------	---------

KERN 366-94

Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 1 kg, Knopf, Gusseisen lackiert

KERN[®]

