

## BROCHURE DEL PRODOTTO

---

# OPTICS OBB-A1618

Data: 22.09.2025

ITALIANO



Oculare: HWF 10x / Ø 20 mm, con scala 0,1 mm, anti-funghi, punto alto degli occhi (con scala 0,1 mm)

### CONTATTI

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
Email : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Scansiona qui per maggiori  
informazioni

## DESCRIZIONE

Oculare (Ø 23,2 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm OBB-A1618

## SPECIFICHE TECNICHE

### Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	OBB-A1618
Modello-Serie	OBB-AE
Assortimento	Optics
Tipologia di prodotto	Microscopi
Gruppo di prodotti	Microscopi a luce trasmessa
Tipo di utilizzo del prodotto	Ricambio;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761253766
Numero di tariffa doganale	90119000

Tempo di consegna 1 d

## FUNZIONI

Standard



ITALIANO

## Dati tecnici - Condizioni ambientali

Temperatura di stoccaggio Min	-5 °C
Temperatura di stoccaggio Max	40 °C

## Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	85×65×45 mm
Peso lordo	0,40 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	300 g