

# KERN MPB 300K100P

Pèse-personne avec fonction IMC

# KERN®



## Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	MPB 300K100P
Model-Serie	MPB
Assortiment	KERN
Type de produit	Produits médicaux
Groupe de produits	Pèse-personne
Type d'utilisation du produit	Article principal
Code EAN (Modèle)	4045761097582
Date de début prévue	2008-1HJ
Numéro de tarif douanier	84231090
CE Label	Oui

## Données techniques - Primaire

Capacité de pesage	300 kg
Lisibilité	0,1 kg

## Données techniques - Construction

Plaque de pesage du matériau	Acier, laqué
Dimensions entièrement monté (LxPxH)	315×450×1000 mm
Boîtier du matériau	Acier, laqué

## Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran	25 mm
--------------------	-------

## Données techniques - Alimentation électrique

Batterie	6×1.5 V AA
Temps de fonctionnement	170 h
Adaptateur secteur/adaptateur inclus	CH;EURO
Tension d'entrée	220 V - 240 V AC, 50 Hz

## Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage	Ajustement avec poids externe
Linéarité	± 0,2 kg
Lisibilité	0,1 kg
Poids d'ajustement recommandé	250 kg (M1)
Répétabilité	0,1 kg
Unités de pesage	Kg
Système de pesage	Jauge de contrainte

## Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale	80 %
Température maximale de fonctionnement	35 °C
Température ambiante minimale	5 °C

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	1175×410×330 mm
Poids brut	10 kg
Poids net	7 kg

# KERN MPB 300K100P

Pèse-personne avec fonction IMC

# KERN®

Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	720 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	2880 g
Délai de livraison	1 d
Services en option	
DAkkS Calibrage	963-129

## Les fonctions

### Standard



### Option

