

KERN OBL 127

Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBL 127
Modell-Reihe	OBL-1
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Durchlichtmikroskope
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761267756
Vorgängermodell	OBL 127-2021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	90118000
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Optisches System	Infinity
Tubus	Binokular
Okular	Eyepiece HWF 10x / Ø 20mm with anti-fungus, high eye point
Standard-Objektive	100x;10x;40x;4x
Qualität der Objektive	Infinity E-Plan
Beleuchtung	3W LED (Durchlicht)

Technische Daten - Konstruktion

System	Aufrecht
Tubus-Typ	Siedentopf
Winkel des Tubus	30°

Rotation des Tubus	Ja
Objektivrevolver-Positionen	4
Augenabstand (max)	75 mm
Augenabstand (min)	50 mm
Einstellbare Dioptrie	Einseitig
Fokussiermechanik	Koaxialer Grob- und Feintrieb
Feintrieb minimal	0,002 mm
Tischgröße	145×130 mm
Tischverfahrweg	76×52 mm
Aperturblende	Ja
Kondensor Typ	ABBE
Apertur des Kondensors	1,25
Befestigung des Kondensors	Fix
Abmessungen (B×T×H)	395×200×380 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Art der Spannungsversorgung	Steckernetzteil
Eingangsspannung	100 V - 240V AC 50/60Hz 0,3A
Schutzklasse	Schutzklasse III - Schutzkleinspannung
Kabelbefestigung	abnehmbar

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

KERN OBL 127

Der vielseitige Laborhelfer mit Infinity Optik und fix-vorzentrierter Köhler Beleuchtung



Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 435×400×280 mm

Bruttogewicht 8 kg

Nettogewicht 7 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier 2,624 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 999,744 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 10,496 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor 300,448 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff 0 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE Ja

Technische Daten - Beleuchtung

Beleuchtungsrichtungen Durchlicht

Art des durchgelassenen Lichts LED

Durchlichtintensität 3W

Art des einfallenden Lichts Keine

Dimmbar Durchlicht

Köhler Ja

Funktionen

Standard



Option

