

FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN YKF-01

Fecha: 16.03.2025

ESPAÑOL



Interruptor de pie, ideal cuando la aplicación requiere tener las manos libres. Control de la función TARE o imprimir PRINT. Alcance de suministro: Interruptor de pie, caja de conexiones, cable de conexión. Para la función PRINT se necesita el cable de interfaz RS-232

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Modelo de código de artículo | YKF-01 |
| Serie de modelos | YKF |
| Surtido | KERN |
| Tipo de producto | Balanzas de laboratorio |
| Grupo de productos | Accesorios (impresora, etc.) |
| Tipo de uso del producto | Accesorios/DL |
| Código EAN (Modelo) | 4045761133259 |
| Número del arancel aduanero | 84239010 |

Standard



Datos técnicos - Embalaje y envío

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones del embalaje (An×P×Al) | 180×110×40 mm |
| Peso bruto | 0,45 kg |
| Peso neto | 0,25 kg |
| Método de envío | Servicio de paquetes |
| Componente de embalaje - por peso - cartón | 0 g |
| Componente del embalaje - por peso - plástico | 0 g |
| Elementos de embalaje - Peso - Vidrio | 0 g |
| Elementos de embalaje - por peso - madera | 0 g |
| Plazo de entrega | 1 d |

FUNCIONES