



Software EasyTouch

SET-261

Audio Management

EasyTouch Audio Management – Individuelle Sprach- und Sounddateien

Merkmale

- Audio Management: Mit dieser Option können individuelle Sprach- oder Sounddateien für bestimmte Ereignisse im System hinterlegt werden. Sobald das Ereignis eintritt, spielt das System statt der Standard-Sounddatei die individuelle Sounddatei ab. So können z. B. Sprachausgaben für Blindenwerkstätten hinterlegt werden, wie „zu leicht“, „OK“ oder „zu schwer“. Darüber hinaus kann die Lautstärke der Sound-Ausgabe individuell eingestellt werden

STANDARD



OPTION

