


FOLLETO DEL PRODUCTO

SAUTER AFH LD

Fecha: 30.04.2025

ESPAÑOL



Software de transmisión de datos para mediciones de fuerza/desplazamiento

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Escanear aquí para más
información

DESCRIPCIÓN

- El software AFH LD se ha diseñado para todas las aplicaciones en las que se busca la fuerza en relación con la distancia. Estos procesos de fuerza suelen demandarse en ensayos de penetración o extracción
- El programa consulta simultáneamente los datos de medición de un medidor de fuerza, por ejemplo, SAUTER FH, y de un medidor de longitud, por ejemplo, SAUTER LB o SAUTER LD
- Los datos de medición de ambos instrumentos se transmiten continuamente al ordenador, donde los sincroniza el software AFH LD, para generarse como gráfico así como en formato de datos libre para que resulte fácil procesarlos en Microsoft Excel®
- El software AFH LD es compatible con todos los aparatos de la serie SAUTER FC, FH, FL, FS
- Por lo general, estos instrumentos de medición se utilizan junto con los bancos de pruebas SAUTER, sobre todo de las series SAUTER TVM-N y TVS, Pero también es posible emplearlos en máquinas de verificación mecánicas
- Otras funciones de valoración:
 - Dilatación del objeto de prueba
 - Fuerza de tracción y de compresión
 - Prueba de carga
 - Archivo de los datos registrados
- Volumen de suministro de SAUTER AFH LD:
 - Software AFH LD como enlace de descarga
 - Dimensión de calibración (LD-A07)
 - Cable de interfaz RS-232 para FH (FH-A01)
 - Cable de interfaz USB para FL (FL-A01)
 - Instrucciones de uso
- Compatible con el siguiente sistema operativo: Microsoft Windows 10, 11®
- Software de transmisión de datos de fuerza/recorrido, pero solo en conexión con un sistema lineal de medida de serie SAUTER LD

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	AFH LD
Serie de modelos	AFH
Surtido	Sauter

Tipo de producto	Medición de la fuerza
------------------	-----------------------

Grupo de productos	Bancos de pruebas (motorizados)
--------------------	---------------------------------

Tipo de uso del producto	Accesorios/DL
--------------------------	---------------

Código EAN (Modelo)	404576 12023 13
---------------------	-----------------

Número del arancel aduanero	852349 10
-----------------------------	-----------

Datos técnicos - Condiciones ambientales

Temperatura máxima de almacenamiento 40 °C

Temperatura mínima de almacenamiento -10 °C

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al) 180×180×20 mm

Peso bruto 0,25 kg

Peso neto 0,20 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU No hay mercancías peligrosas

Componente del embalaje - por peso - plástico 10 g

Plazo de entrega 1 d

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
FH-A01	Cable de interfaz FH-A01
FL-A01	Cable de interfaz FL-A01
LD-A07	Dimensión de calibración SAUTER LD-A07

PIEZAS DE RECAMBIO

Modelo	Descripción
FL-A01	Cable de interfaz FL-A01