

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN YKA-29

Data: 17.03.2025

ITALIANO



Adattatore di rete esterno CH, EU

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	YKA-29
Modello-Serie	YKA
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Accessori (stampante, ecc.)
Tipo di utilizzo del prodotto	Accessori/DL
Codice EAN (Modello)	404576 1260870
Modello precedente	YKA-29-2021a
Numero di tariffa doganale	85044095
CE Label	sì

Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica 5 g

Tempo di consegna 1 d

Dati tecnici - Alimentazione

Adattatore di rete/adattatore incluso	CH;EURO
Tensione di ingresso	100-240V AC 50/60Hz 0.8A

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	134×65×56 mm
Peso lordo	0,10 kg
Peso netto	0,10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	5 g