

**BROCHURE PRODUIT**

---

**KERN  
3 15-309-205**

Date: 19.03.2025

FRANCAIS



Set sécurité 500 g (F2); 20 g (F1)

---

**CONTACT****KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## VITRINE DES PRODUITS



### DESCRIPTION

- Ce « set de sécurité KERN » contient un poids de contrôle pour contrôler la sensibilité, c'est-à-dire le bon ajustage de votre balance, ainsi qu'un petit poids de contrôle pour le contrôle à l'extrémité inférieure de la plage de pesée, ou « pesée minimale »
- En option, le « set de sécurité KERN » peut accueillir un autre poids de contrôle pour contrôler votre balance à la valeur de poids qui vous convient
- Des accessoires utiles et spécialement adaptés au « set de sécurité KERN », tels que des gants spéciaux, pincettes, poignées à poids, pinceaux, etc. vous aident à manipuler correctement vos poids de contrôle
- Ils sont conservés dans un étui de protection pratique à côté de votre balance, ce qui vous permet de contrôler à tout moment la précision de votre balance

### SPÉCIFICATIONS

#### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	315-309-205
Model-Serie	315
Assortiment	KERN
Type de produit	Poids d'essai
Groupe de produits	Kits de sécurité
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service

Code EAN (Modèle)	4045761223417
Numéro de tarif douanier	84239090

#### Données techniques - Système de mesure

Nominal weights, included	500 g (F2); 20 g (F1)
Valeur nominale	20 g & 500 g
Classe OIML	F1;F2

## Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	255×135×140 mm
Poids brut	3 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	1,8 kg
Délai de livraison	1 d

## Données techniques - Vérification

Vérification possible	oui
-----------------------	-----

## Services en option

DAkKS Calibrage	962-400-400
-----------------	-------------

## FONCTIONS

Standard
----------



## SERVICES

Modèle	Description
921-439	Écart positif garanti (? +1/3 OIML) poids individuel KERN 921-439
962-400-400	Étalonnage DAkKS KERN 962-400-400

## PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
315-242	Pincette KERN 315-242