

KERN 346-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	346-79
Modell-Reihe	346
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761361775
Vorgängermodell	346-79-2023a
Geplanter Starttermin	2024-2HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	50 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g
Gehäuse Aluminium	346-090-600

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen	315×155×190 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	50 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7100

Funktionen

Standard

Volumen (cm³) 7042,2535

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	340×175×220 mm
Bruttogewicht	50 kg
Nettogewicht	50 kg
Versandart	Spedition
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	2 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	Ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-646
--------------------	---------

KERN 346-79

Einzelgewicht, OIML-Klasse M1, 50 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert



Option

