

BROCHURE PRODUIT

OPTICS ODC 895

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Le microscope numérique USB pour un contrôle rapide ou vos loisirs

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Cliquez ici pour plus
d'informations

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Le microscope manuel USB est conçu pour une observation préalable rapide et simple. Idéal pour pièces de monnaie, plantes et échantillons de peau, pour tous les chercheurs amateurs, les enfants et les élèves
- Le réglage simple de l'agrandissement permet d'utiliser le microscope USB pour observer tous les échantillons courants. La mise au point est réglable pour un agrandissement 10× et 200×
- Les huit LED apposées annulairement garantissent un éclairage puissant et efficace de votre échantillon. Le contrôle du réglage de la lumière s'effectue par une molette de réglage placée au câble
- La livraison comprend, outre la caméra oculaire, une version simplifiée de notre logiciel Microscope VIS 2.0 Pro en plusieurs langues
- Longueur de câble : 1400 mm

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ODC 895
Model-Serie	ODC-89
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Caméras de microscope
Type d'utilisation du produit	Article principal

Code EAN (Modèle) 4045761190566

Modèle prédécesseur ODC 894

Numéro de tarif douanier 85258900

Données techniques - Primaire

Type de caméra USB Microscope numérique

Résolution de la caméra 2 MP

Type de capteur CMOS

Taille du capteur 1/3,2"

Données techniques - Construction

Capacité de couleur	Colour
Interfaces	USB 2.0
Système d'exploitation	Win 10;Win 11;Win 7;Win 8
Logiciel applicable	externe (OXM 902)
Dimensions (L×P×H)	80×150×180 mm

Données techniques - Alimentation électrique

Fiche d'alimentation	USB A
Classe de protection	classe de protection III - basse tension de protection
Fixation du câble	raccordé de manière fixe

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	160×158×85 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,90 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - papier	0 g
Composant de l'emballage - en poids - carton	131,984 g
Composant de l'emballage - par poids - plastique	438 mg
Composant de l'emballage - par poids - styromousse	13,432 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 0 g

Délai de livraison 1 d

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min. -5 °C

Température de stockage max. 40 °C

Données techniques - Vérification

WEEE yes

FONCTIONS

Standard



ACCESSOIRES

Modèle	Description
ODC-A2404	Lame d'étalonnage avec micromètre KERN ODC-A2404

PIÈCES DÉTACHÉES

Modèle	Description
ODC 893	Microscope USB numérique KERN ODC 893
ODC-A8902	stand de piste ODC-A8902