

## PRODUKTBROSCHÜRE

---

# KERN 3 15-309-205

Datum: 19.03.2025

DEUTSCH



Safety Set 500 g (F2); 20 g (F1)

---

### CONTACT

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## PRODUKT-SCHAUFENSTER



## BESCHREIBUNG

- Diese „KERN Safety Sets“ beinhaltet je ein Prüfgewicht zum Prüfen der Empfindlichkeit, d. h. der korrekten Justierung Ihrer Waage, sowie ein kleines Prüfgewicht zum Prüfen am unteren Ende des Wägebereichs, der sog. Mindestwaage
- Optional bietet das „KERN Safety Set“ Platz für ein weiteres Prüfgewicht, um Ihre Waage an dem für Sie relevanten Gewichtswert zu prüfen
- Individuell auf das „KERN Safety Set“ abgestimmtes, nützliches Zubehör, wie z. B. spezielle Handschuhe, Pinzetten, Gewichtsriffe, Pinsel etc. unterstützen Sie im korrekten Handling Ihrer Prüfgewichte
- Im praktischen Schutzetui neben Ihrer Waage aufbewahrt, können Sie so jederzeit die hohe Präzision Ihrer Waage prüfen und sicherstellen

## SPEZIFIKATIONEN

### Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	315-309-205
Modell-Reihe	315
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	Safety sets
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L

EAN-Code (Modell) 4045761223417

Zolltarifnummer 84239090

### Technische Daten - Messsystem

Nenngewichte, inklusive 500 g (F2); 20 g (F1)

Nennwert 20 g & 500 g

OIML-Klasse F1;F2

### Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	255×135×140 mm
Bruttogewicht	3 kg
Nettogewicht	1,2 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,8 kg
Lieferzeiten	1 d

## Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

## Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-400-400
--------------------	-------------

## FUNKTIONEN

Standard
----------



## DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
921-439	Garantierte Plus-Abweichung (? +1/3 OIML) KERN 921-439
962-400-400	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-400-400

## ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
315-242	Pinzette KERN 315-242