

KERN 326-12

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	326-12
Serie de modelos	326
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de control OIML F1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761223646
Modelo predecesor	326-12-2018a; 327-72; 329-12
Modelo sucesor	326-12-2025e
Fecha de inicio prevista	2019-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	2 kg
Tolerancia (OIML)	10 mg
Caja aluminio	317-120-600
Caja plástico	347-120-400
Caja de madera	317-120-100

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable pulido
----------	-------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	2 kg
Clase OIML	F1
Conforme OIML	Sí

Tolerancia (OIML) 10 mg

Densidad (kg/m³) 7950

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al) 60×60×102 mm

Peso bruto 2 kg

Peso neto 2 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

DAkKS Calibración 962-442

KERN 326-12

Pesas individuales, Clase OIML F1, 2 kg, Eco-forma, acero inoxidable pulido



Funciones

Standard

