

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN 366-97

Data: 15.12.2025

ITALIANO



Peso singolo, classe OIML M3, 10 kg, Pulsante, ghisa laccata

CONTATTI

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	366-97
Modello-Serie	366
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Pesi di prova
Gruppo di prodotti	OIML M3 Pesi di prova
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	404576 1482111
Modello precedente	366-97-2024a
Numero di tariffa doganale	84239090

Dati tecnici - Primario

Valore nominale	10 kg
Tolleranza (OIML)	5 g

Dati tecnici - Costruzione

Materiale	ghisa laccata
-----------	---------------

Dati tecnici - Sistema di misura

Valore nominale	10 kg
Classe OIML	M3
Conformità OIML	yes
Tolleranza (OIML)	5 g
Densità (kg/m ³)	7100
Volume (cm ³)	1408,4507

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	121×121×193 mm
Peso lordo	10 kg
Peso netto	10 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	0 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Possibilità di verifica	no
-------------------------	----

Servizi opzionali

Calibrazione DAkkS	962-644
--------------------	---------

ACCESSORI

Modello	Descrizione
317-280	Guanti KERN 317-280

SERVIZI

Modello	Descrizione
962-644	Calibrazione DAkkS 962-644
962-644R	Ricalibrazione DAkkS KERN 962-644R
920-350	Marcatura mediante incisione laser (marcatura individuale) KERN 920-350
920-351	Marcatura dei pesi di prova (ultime cifre del numero di serie) KERN 920-351

ITALIANO

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Valore nominale	Tolleranza (OIML)	Cassa in alluminio
366-86	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-87	10 kg	5 g	346-070-600
366-88	20 kg	10 g	346-080-600
366-89	50 kg	25 g	-
366-91	100 g	50 mg	-
366-76	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-77	10 kg	5 g	346-070-600
366-78	20 kg	10 g	346-080-600
366-79	50 kg	25 g	-
366-93	500 g	250 mg	-
366-94	1 kg	500 mg	-
366-95	2 kg	1 g	-
366-96	5 kg	2,5 g	-
366-97	10 kg	5 g	-
366-92	200 g	100 mg	-