

KERN 572-35

Allrounder, z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen

KERN®

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	572-35
Modell-Reihe	572
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Laborwaagen
Produktgruppe	Präzisionswaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	4045761356863
Vorgängermodell	572-35-2021a
Geplanter Starttermin	2022-2HJ
Zolltarifnummer	90160010
CE Label	Ja

Technische Daten - Primär

Wägekapazität	2400 g
Ablesbarkeit	0,01 g
Reproduzierbarkeit	0,01 g
Linearität	± 0,03 g
Minimales Stückgewicht	100 mg
Wägefläche (d)	150 mm

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen des Gehäuses	180×310×85 mm
Libelle	Ja
Material-Wägeplatte	Edelstahl
Drehbare Schraubenfüße	Ja

Material des Gehäuses	Aluguss
-----------------------	---------

Wägefläche (d)	150 mm
----------------	--------

Abmessungen der Wägeplatte (Durchmesser)	150 mm
--	--------

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	21 mm
-------------------	-------

Hintergrundbeleuchtung	Ja
------------------------	----

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	CH;EURO;UK;US
-------------------------------	---------------

Aufladezeit	8 h
-------------	-----

Eingangsspannung	100 V - 240 V AC, 50 / 60 Hz
------------------	------------------------------

Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	48 h
---	------

Wiederaufladbare Batterie	Akku optional (Factory)
---------------------------	-------------------------

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
----------------------	---------------------------------

Linearität	± 0,03 g
------------	----------

Mindestgewicht (USP)	20 g
----------------------	------

Ablesbarkeit	0,01 g
--------------	--------

Empfohlenes Justiergewicht	2 kg (F1)
----------------------------	-----------

Reproduzierbarkeit	0,01 g
--------------------	--------

Stabilisierungszeit unter Laborbedingungen	3 s
--	-----

KERN 572-35

Allrounder, z. B. als Präzisionswaage im Labor oder im rauen Industrieinsatz, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen



Anwärmzeit 120 min

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit 80 %

Maximale Betriebstemperatur 40 °C

Minimale Umgebungstemperatur -10 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H) 400×340×220 mm

Bruttogewicht 4,2 kg

Nettogewicht 2,4 kg

Versandart Paketdienst

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton 900 g

Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff 900 g

Lieferzeiten 1 d

Technische Daten - Zählraten

Auflösung der Zählung 240000

Minimales Stückgewicht bei Stückzählung (Labor) 10 mg

Minimales Stückgewicht 100 mg

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung 963-127

Funktionen

Standard



Option



Factory

