

**FOLLETO DEL PRODUCTO**

---

**KERN  
347-125-N00**

Fecha: 28.03.2025

**ESPAÑOL**

Pesas individuales (Newton), 20 N, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado

---

**CONTACT****KERN & SOHN GmbH**

Ziegelei 1

72336 Balingen

Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0

Fax : +49 7433 9933-149

E-mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)

## ESPECIFICACIONES

### Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-125-N00
Serie de modelos	347-125-N00
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761277311
Número del arancel aduanero	84239090

### Datos técnicos - Primarios

Tolerancia (OIML)	100 mg
Caja plástico	347-130-400

### Datos técnicos - Construcción

Material	acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

### Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	M1
Conforme OIML	no
Tolerancia (OIML)	100 mg
Densidad (kg/m <sup>3</sup> )	7950
Volumen (cm <sup>3</sup> )	238,0952

### Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	80×80×57 mm
Peso bruto	2 kg
Peso neto	2 kg
Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

### Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-642N
-------------------	----------

### FUNCIONES

Standard
----------



ESPAÑOL

## ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-280	Guante KERN 317-280
347-130-400	Estuche de plástico para pesas KERN 347-130-400
347-075-100-N00	Barra de soporte KERN 347-075-100-N00
347-095-100-N00	Barra de soporte KERN 347-095-100-N00
347-115-100-N00	Barra de soporte KERN 347-115-100-N00

## SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-642RN	Recalibración DAkKS KERN 962-642RN
920-32	Marcado por mediante grabado KERN 920-32
962-642N	Calibración DAkKS 962-642N
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301
920-321	Marcado por mediante grabado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-321

## DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Tolerancia (OIML)	Caja plástico
347-125-N00	100 mg	347-130-400