

BROCHURE PRODUIT

KERN ABP-A01

Date: 18.03.2025

FRANCAIS



Ionisateur pour la neutralisation des charges électrostatiques

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

- Les marchandises non conductrices, comme le plastique, la porcelaine, le verre, etc., sont souvent chargées en électricité statique. Il en résulte un champ électromagnétique entre la marchandise et la balance qui peut entraîner une altération des résultats de pesée pouvant être de l'ordre du gramme. C'est pourquoi l'utilisation d'un ionisateur KERN ABP-A01 est recommandée pour les pesées de l'ordre du milligramme ou plus fines encore
- Il peut être placé confortablement à côté de la balance à l'aide du pied ou être dirigé à la main de plusieurs côtés sur un produit à peser critique

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	ABP-A01
Model-Serie	ABP
Assortiment	KERN
Type de produit	Balances de laboratoire
Groupe de produits	Accessoires (imprimante, etc.)
Type d'utilisation du produit	Article principal;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761213975

Numéro de tarif douanier 90160090

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	325×263×158 mm
Poids brut	1,00 kg
Poids net	0,85 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - en poids - carton	75 g

Composant de
l'emballage - par poids -
plastique 75 g

Composant d'emballage
- par poids - verre 0 g

Composant d'emballage
- par poids - bois 0 g

Délai de livraison 1 d

FONCTIONS

Standard



SERVICES

Modèle	Description
970-109	Extension de garantie KERN (+2 ans) 970-109