

KERN 283-152

Medidor de fuerza mecánico y preciso con carcasa robusta de aluminio y una lectura en Newton

KERN[®]



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	283-152
Serie de modelos	283
Surtido	Sauter
Tipo de producto	Medición de la fuerza
Grupo de productos	Medidores mecánicos de fuerza y balanzas de resorte
Tipo de uso del producto	Artículo principal
Código EAN (Modelo)	4045761002173
Fecha de inicio prevista	2009-1HJ
Número del arancel aduanero	90248000

Datos técnicos - Primarios

Fuerza máx. Fuerza	1 N
Legibilidad	0,01 N

Datos técnicos - Sistema de medición

Unidades	N
Tolerancia (% desde Máx.)	0,3%
Dirección de la fuerza	Tracción

Datos técnicos - Funciones

Función de pico	Sí
-----------------	----

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×Pr×Al)	230×26×17 mm
Peso bruto	0,05 kg
Peso neto	0,05 kg

Método de envío Servicio de paquetes

Número ONU No hay mercancías peligrosas

Componente del embalaje - por peso - plástico 0 g

Plazo de entrega 1 d

Servicios opcionales

Calibración en fábrica 961-1610

Calibración de fábrica sólo push 961-1610

KERN 283-152

Medidor de fuerza mecánico y preciso con carcasa robusta de aluminio y una lectura en Newton



Funciones

Standard



Option

