

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OBB-A1592

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Okular (Ø 30 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm (mit Skala 0,1 mm)

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

BESCHREIBUNG

Okular (Ø 30 mm): HWF 10 x / Ø 20 mm OBB-A1592

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OBB-A 1592
Modell-Reihe	OBB-AE
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Polarisierende Mikroskope
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	404576 1249363
Zolltarifnummer	90119000

FUNKTIONEN

Standard



Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
Lagertemperatur Max	40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	85×65×45 mm
Bruttogewicht	0,40 kg
Nettogewicht	0,10 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	300 g
Lieferzeiten	1 d

ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
OBB-A1523	Mikroskop Okular KERN OBB-A1523