

KERN EMB 5.2K5

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée

KERN®



Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle EMB 5.2K5

Model-Serie EMB

Assortiment KERN

Type de produit Balances de laboratoire

Groupe de produits Balances scolaires

Type d'utilisation du produit Article principal

Code EAN (Modèle) 4045761028401

Date de début prévue 2004-1HJ

Numéro de tarif douanier 84238129

CE Label Oui

Données techniques - Primaire

Capacité de pesage 5200 g

Lisibilité 5 g

Répétabilité 5 g

Linéarité ± 10 g

Surface de pesée (d) 150 mm

Poids d'ajustement recommandé 5 kg (M1)

Données techniques - Construction

Dimensions du boîtier 170×244×39 mm

Plaque de pesage du matériau Plastique

Matériau du boîtier Plastique

Weighing surface (d) 150 mm

Caractéristiques techniques - Affichage

Hauteur de l'écran 15 mm

Rétro-éclairage Non

Données techniques - Alimentation électrique

Batterie 2×1.5 V AA

Temps de fonctionnement 150 h

Données techniques - Système de mesure

Méthode d'étalonnage Ajustement avec poids externe

Linéarité ± 10 g

Lisibilité 5 g

Recommended adjusting weight 5 kg (M1)

Répétabilité 5 g

Temps de stabilisation dans des conditions de laboratoire 2,5 s

Plage de tarage 5200 g

Temps de préchauffage 10 min

Système de pesage Jauge de contrainte

Unités de pesage Dwt;g;oz;ozt

Données techniques - Conditions environnementales

Humidité maximale 80 %

Température maximale de fonctionnement 40 °C

KERN EMB 5.2K5

Balance de laboratoire d'entrée de gamme avec performance de pesée très élevée



Température ambiante minimale 0 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H) 205×264×67 mm

Poids brut 0,70 kg

Poids net 0,55 kg

Mode d'expédition Service de colis

Composant de l'emballage - en poids - papier 5 g

Composant de l'emballage - en poids - carton 720 g

Composant de l'emballage - par poids - plastique 5 g

Composant de l'emballage - par poids - styromousse 98 g

Composant d'emballage - par poids - mousse 23 g

Délai de livraison 1 d

Services en option

DAkkS Calibrage 963-128

Les fonctions

Standard



Option

