

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN MBF 100K-2

Datum: 25.04.2026

DEUTSCH



Multifunktionale Baby- und Kleinkindwaage mit Eltern-Kind-Funktion

KONTAKT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

PRODUKT-SCHAUFENSTER



BESCHREIBUNG

- 2-in-1-Funktion: Kombi-Waage mit abnehmbarer Babywiegeschale, nutzbar als Babywaage und Personenwaage bis 100 kg
- Große, ergonomisch optimierte Liegefläche zum sicheren Wiegen von Säuglingen
- Unempfindliche Kunststoff-Liegefläche
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Eltern-Kind-Funktion: Ein Elternteil wiegt sich zuerst allein, danach gemeinsam mit dem Kind. Das Gewicht des Kindes wird automatisch angezeigt
- Differenzfunktion zur Berechnung der Gewichtszunahme vor und nach der Nahrungsaufnahme ("Stillfunktion")
- Hold-Funktion: Bei unruhig liegenden bzw. stehenden Personen wird über Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt
- Automatische Displayrotation: Anzeige dreht sich ab 20 kg zum optimalen Ablesen bei Nutzung als Personenwaage
- Berührungsempfindliche Touchtasten für einfache Handhabung

- Integrierte AUTO-OFF Funktion zur Batterieschonung
- Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	MBF 100K-2
Modell-Reihe	MBF
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Babywaagen
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 1493827
Vorgängermodell	MBD 20K-2; MBD 20K-2S05
Zolltarifnummer	84231090
CE Label	yes
Herkunftsland	CN

Technische Daten - Primär

Wägebereich	20 kg; 100 kg
Ablesbarkeit	0,01 kg; 0,05 kg

Technische Daten - Konstruktion

Material-Wägeplatte	Kunststoff
Wägefläche (d)	600×295 mm
Abmessungen der Wiegeplatte (B×T)	600×295 mm
Abmessungen komplett montiert (B×T×H)	600×354×91,5 mm

Material Gehäuse	Kunststoff
------------------	------------

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	20 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Batterie	3x 1,5V AAA
Betriebszeit	51 h

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Linearität	± 0,15 kg; 0,8 kg
Reproduzierbarkeit	0,04 kg; 0,2 kg
Wägeeinheiten	kg;lb
Anzahl der Wägebereiche	2
Wägesystem	Dehnungsmessstreifen

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	35 °C
Minimale Umgebungstemperatur	5 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	650×350×170 mm
Bruttogewicht	2,6 kg
Nettogewicht	1,6 kg
Versandart	Paketdienst
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	963-129
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



ZUBEHÖR

Modell	Beschreibung
YTB-01	Tragetasche für Babywaage MBD KERN YTB-01
YTB-02	Rucksack KERN YTB-02

DIENSTLEISTUNGEN

Modell	Beschreibung
963-129	DAkkS-Kalibrierung KERN 963-129
961-249	Justage auf Aufstellungsort 961-249
969-517	Bestätigung der Herstellerspezifikation (nur in Verbindung mit DAkkS-Kalibrierschein) 969-517

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE

Modell	Wägebereich	Ablesbarkeit
<u>MBF 100K-2</u>	20 kg; 100 kg	0,01 kg; 0,05 kg