

KERN 347-145-N00

Pesas individuales (Newton), 100 N, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	347-145-N00
Serie de modelos	347-145-N00
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesos de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	4045761277397
Fecha de inicio prevista	2022-1HJ
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Tolerancia (OIML)	500 mg
-------------------	--------

Datos técnicos - Construcción

Material	Acero inoxidable finamente torneado
----------	-------------------------------------

Datos técnicos - Sistema de medición

Clase OIML	M1
Conforme OIML	No
Tolerancia (OIML)	500 mg
Densidad (kg/m ³)	7950
Volumen (cm ³)	1190,4762

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	100×100×175 mm
Peso bruto	10 kg
Peso neto	10 kg

Método de envío	Servicio de paquetes
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	1 d

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-644N
-------------------	----------

KERN 347-145-N00

Pesas individuales (Newton), 100 N, Peso de ranura (Tipo A), acero inoxidable finamente torneado



Funciones

Standard

