

PRODUKTBROSCHÜRE

KERN 366-76-2025e

Datum: 29.04.2025

DEUTSCH



Einzelgewicht, OIML-Klasse M3, 5 kg, Block Eco, Gusseisen lackiert

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	366-76-2025e
Modell-Reihe	366
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M3 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/D L
EAN-Code (Modell)	404576 1480827
Vorgängermodell	366-76
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	5 kg
Toleranz (OIML)	2,5 g

Technische Daten - Konstruktion

Abmessungen (B×T×H)	150×75×84 mm
Werkstoff	Gusseisen lackiert

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	5 kg
OIML-Klasse	M3
OIML-konform	ja
Toleranz (OIML)	2,5 g
Dichte (kg/m ³)	7100
Volumen (cm ³)	704,2254

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	150×75×84 mm
Bruttogewicht	5 kg
Nettogewicht	5 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichung möglich	ja
-----------------	----

Optionale Dienstleistungen

DAkkS Kalibrierung	962-643
--------------------	---------

FUNKTIONEN

Standard



Dienstleistungen

Modell	Beschreibung
962-643	DAkkS-Kalibrierung KERN 962-643
962-643R	DAkkS-Rekalibrierung KERN 962-643R
952-643	Eichung KERN 952-643
920-30	Markierung mit Schlagzahlen KERN 920-30
920-301	Markierung mit Schlagzahlen (letzte Stellen der Seriennummer) KERN 920-301

Andere Modelle in dieser Produktfamilie.

Modell	Nennwert	Toleranz (OIML)	Gehäuse Aluminium
366-94	1 kg	500 mg	-
366-95	2 kg	1 g	-
366-96	5 kg	2,5 g	-
366-97	10 kg	5 g	-
366-86	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-87	10 kg	5 g	346-070-600
366-88	20 kg	10 g	346-080-600
366-89	50 kg	25 g	-
366-91	100 g	50 mg	-
366-92	200 g	100 mg	-
366-93	500 g	250 mg	-
366-76	5 kg	2,5 g	346-060-600
366-77	10 kg	5 g	346-070-600
366-78	20 kg	10 g	346-080-600
366-79	50 kg	25 g	-
366-76-2025e	5 kg	2,5 g	-