



Auswertegerät: Kunststoff, Staub- und Spritzwasserschutz , integriertes Netzteil

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Telefon und Fax

Telefon : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

BESCHREIBUNG

Auswertegerät KMA-TMN, LCD-Display, Ziffernhöhe 25 mm, Wägeeinheiten kg

SPEZIFIKATION

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	KMA-TMN
Modell-Reihe	KMA
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Medizinprodukte
Produktgruppe	Stuhlwaagen
Produkt-Verwendungsart	Ersatzteil
EAN-Code (Modell)	404576 1209787
Geplanter Starttermin	unbestimmt-1HJ
Zolltarifnummer	84239010
Auslauf	yes

Technische Daten - Anzeige

Höhe des Displays	25 mm
-------------------	-------

Technische Daten - Spannungsversorgung

Netzadapter/Adapter enthalten	AUS;CH;EURO;UK;US
Aufladezeit	12 h
Eingangsspannung	220 V - 240 V AC, 50 Hz
Betriebszeit (Hintergrundbeleuchtung aus)	22 h
Wiederaufladbare Batterie	Akku optional - intern

Technische Daten - Messsystem

Kalibrierungsmethode	Justierung mit externem Gewicht
Wägeeinheiten	kg

Technische Daten - Umweltbedingungen

Maximale Luftfeuchtigkeit	80 %
Maximale Betriebstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	-10 °C
Minimale Luftfeuchtigkeit	0 %

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	205×370×100 mm
Bruttogewicht	1,2 kg
Nettogewicht	0,55 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	236 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	236 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

Eichzulassung nach 2014/31/EU	yes
----------------------------------	-----

Eichgültigkeitsklasse	III
-----------------------	-----

ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung	Preis
RMCC-5001	Anschlussbuchse RMCC-5001	5,00 €
RMCC-9002	Displayabdeckung RMCC-9002	7,00 €
MBC-A09	Halterung für Batterien KERN MBC-A09	15,00 €
RMCC-8008	Batteriefachdeckel RMCC-8008	5,00 €

ANDERE MODELLE IN DIESER PRODUKTFAMILIE.

Modell	Wägekapazität	Ablesbarkeit	Eichwert (e)
RMCC-9001			
RMCC-5001			
RMCC-6001			
RMCC-1001	300 kg		
RMCC-9002			
RMCC-9003			
RMCC-9004			
RMCC-8008			
RMCC-3001			
RMCC-8002			
RMCC-9005			
RMCC-8003			
RMCC-8004			
RMCC-8005			
RMCC-8006			
RMCC-8007			
RMCCB-6001			
RMCCB-4010			
RMCCN-8003			
RMCCN-4010			
RMCC-9006			
RMCC-8018			
RMCC-8013			
RMCC-8014			
RMCCB-8025			

RMCB-8026

RMCC-2001

RMCCN-2001

RMCCN-4011

RMCCN-2002

RTMCN-4001

RTMCN-8001

RTMCN-3001

RTMCN-8002

RTMCN-8003

RTMCN-2001

RTMCN-9002

RTMCN-8004

RMCD-1001 500 kg

RMCC-8009

KMA-TMN

RMCB-8017

RMCB-8018

RMCCN-5001

RMCCN-8001

RMCCN-8002

RMCC-9010

RMCB-1001

RMCB-8004

RMCB-8006

RMCB-2003

RMCB-8015

RMCB-8016

RMCB-8003

RMCB-8005

RMCB-8019

RMCD-4001

RMCD-8001

RMCD-8002

RMCD-9001

RMCD-9002

RMCD-8003

RMCD-8004

RMCD-8005

RMCD-8006

RMCD-8007
