

OPTICS OBB-A 1484

Date: 28.01.2025

FRANCAIS




Table à mouvements croisés à réglage mécanique pour microscope à lumière transmise

CONTACT

 Adresse

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

 Téléphone et fax

Téléphone : +49 - [0] 7433 - 9933 - 0
Fax : +49 - [0] 7433 - 9933 - 149

 Internet

Courriel : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

VITRINE DES PRODUITS



DESCRIPTION

Platine de microscope mécanique OBB-A1484

SPÉCIFICATIONS

Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1484
Model-Serie	OBB-AS
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes à lumière transmise
Type d'utilisation du produit	Pièce détachée
Code EAN (Modèle)	4045761197596
Date de début prévue	unbestimmt-1HJ
Numéro de tarif douanier	90119000

Données techniques - Construction

Taille de la table	125×115 mm
Distance de déplacement de la table	75×18 mm

Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C

Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	250×180×160 mm
Poids brut	1,6 kg
Poids net	1,2 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	300 g
Délai de livraison	1 d

DONNÉES RELATIVES AU PRODUIT

Nom du modèle	Système optique	Tube	Oculaire	Objectifs standard	Qualité des objectifs	Illumination
OBB-A1611						
OBB-A1629						
OBB-A1638						
OBB-A1547						
OBB-A1643						
OBB-A1644						
OBB-A1648						
OBB-A1649						
OBB-A1650						
OBB-A1651						
OBB-A1566						
OBB-A1556						
OBB-A1559						
OBB-A1560						
OBB-A3208						
OBB-A3213						
OBB-A3214						
OBB-A3215						
OBB-A3216						
OBB-A3217						
OBB-A3218						
OBB-A3219						
OBB-A3220						
OBB-A3223						
OBB-A3224						
OBB-A1568						
OBB-A1569						
OBB-A1570						
OBB-A1571						
OBB-A1572						
OBB-A1581						
OBB-A2431						

OBB-A2525

OBB-A1329

OBB-A1330

OBB-A1229

OBB-A1231

OBB-A1235

OBB-A1145

OBB-A1162

OBB-A1163

OBB-A1423

OBB-A1338

OBB-A2446

OBB-A2519

OBB-A1406

OBB-A1407

OBB-A1408

OBB-A1409

OBB-A1410

OBB-A1411

OBB-A1384

OBB-A1358

OBB-A1223

OBB-A1373

OBB-A1374

OBB-A2433

OBB-A2534

OBB-A1305

OBB-A1307

OBB-A1308

OBB-A1314

OBB-A2442

OBB-A1134

OBB-A1357

OBB-A1383

OBB-A1381

OBB-A1435

OBB-A1415

OBB-A1436

OBB-A1424

OBB-A1425

OBB-A1427

OBB-A1428

OBB-A1429

OBB-A1430

OBB-A1431

OBB-A1432

OBB-A1443

OBB-A1444

OBB-A1449

OBB-A1450

OBB-A1462

OBB-A1461

OBB-A1486

OBB-A1487

OBB-A1512

OBB-A1517

OBB-A1518

OBB-A1519

OBB-A1520

OBB-A1521

OBB-A1522

OBB-A1481

OBB-A1482

OBB-A1501

OBB-A1502

OBB-A1483

OBB-A1484

OBB-A1504

OBB-A1485

OBB-A1488

OBB-A1489

OBB-A1490

OBB-A1492

OBB-A1509

OBB-A1543

OBB-A1545
