

KERN 347-115-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 1 kg, Edelstahl feingedreht



Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	347-115-100
Modell-Reihe	347-115-100
Sortiment	KERN
Produkt Segment	Prüfgewichte
Produktgruppe	OIML M1 Prüfgewichte
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel;Zubehör/DL
EAN-Code (Modell)	4045761256378
Vorgängermodell	347-515-100
Geplanter Starttermin	2022-1HJ
Zolltarifnummer	84239090

Technische Daten - Primär

Nennwert	1 kg
Toleranz (OIML)	50 mg
Gehäuse Kunststoff	347-515-400

Technische Daten - Konstruktion

Werkstoff	Edelstahl feingedreht
-----------	-----------------------

Technische Daten - Messsystem

Nominalwert	1 kg
OIML-Klasse	M1
OIML-konform	Ja
Toleranz (OIML)	50 mg
Dichte (kg/m ³)	8000
Volumen (cm ³)	119,0476

Funktionen

Standard

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	60×60×991 mm
Bruttogewicht	1,00 kg
Nettogewicht	1,00 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Optionale Dienstleistungen

DAkKS Kalibrierung	962-641
--------------------	---------

KERN 347-115-100

Trägerstange, OIML-Klasse M1, 1 kg, Edelstahl feingedreht

