


FOLLETO DEL PRODUCTO

KERN
346-89

Fecha: 28.03.2025

ESPAÑOL



Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Teléfono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com

DESCRIPCIÓN

- Pesas individuales, Clase OIML M1, 50 kg, Bloqueo, hierro fundido lacado
- Por la homologación es necesario un estuche. Por favor pida el estuche junto con las pesas singulares.

ESPECIFICACIONES

Códigos de artículo, grupos de productos e información de estado

Modelo de código de artículo	346-89
Serie de modelos	346
Surtido	KERN
Tipo de producto	Pesos de prueba
Grupo de productos	Pesas de prueba OIML M1
Tipo de uso del producto	Artículo principal;Accesorio/servicio
Código EAN (Modelo)	404576 124 1664
Modelo predecesor	346-89-2018a
Modelo sucesor	346-89-2024e2; 346-89-2025e
Número del arancel aduanero	84239090

Datos técnicos - Primarios

Valor nominal	50 kg
Tolerancia (OIML)	2,5 g

Datos técnicos - Construcción

Dimensiones	310×155×192 mm
Material	hierro fundido lacado

Datos técnicos - Sistema de medición

Valor nominal	50 kg
Clase OIML	M1
Conforme OIML	sí
Tolerancia (OIML)	2,5 g
Densidad (kg/m ³)	7 100
Volumen (cm ³)	7042,2535

Datos técnicos - Embalaje y envío

Dimensiones del embalaje (An×P×Al)	330×180×230 mm
Peso bruto	50 kg
Peso neto	50 kg
Método de envío	Transporte
Componente del embalaje - por peso - plástico	0 g
Plazo de entrega	2 d

Datos técnicos - Verificación

Posibilidad de verificación	sí
-----------------------------	----

Servicios opcionales

DAkkS Calibración	962-646
-------------------	---------

FUNCIONES

Standard



ACCESORIOS

Modelo	Descripción
317-290	Guante KERN 317-290

SERVICIOS

Modelo	Descripción
962-646	Calibración DAkkS 962-646
962-646R	Recalibración DAkkS KERN 962-646R
952-646	Verificación KERN 952-646
920-30	Marcado con números de soplado KERN 920-30
920-301	Marcado con números de soplado (últimos dígitos del número de serie) KERN 920-301

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-06	5 kg	250 mg	346-060-600
346-07	10 kg	500 mg	346-070-600
346-08	20 kg	1 g	346-080-600
346-09	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-022-005	20 kg	1 g	-
346-042-008	40 kg	1,5 g	-
346-052-010	50 kg	2,5 g	-
346-055-004	50 kg	2,5 g	-
346-055-009	50 kg	2,5 g	-
346-065-009	60 kg	3 g	-
346-86	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87	10 kg	500 mg	346-070-600

Nombre del modelo	Valor nominal	Tolerancia (OIML)	Caja aluminio
346-77	10 kg	500 mg	346-070-600
346-76	5 kg	250 mg	346-060-600
346-79-2023a	50 kg	2,5 g	-
346-88	20 kg	1 g	346-080-600
346-78	20 kg	1 g	346-080-600
346-89	50 kg	2,5 g	-
346-81	100 kg	5 g	-
346-82	200 kg	10 g	-
346-83	500 kg	25 g	-
346-84	1000 kg	50 g	-
346-86-2025e	5 kg	250 mg	346-060-600
346-87-2025e	10 kg	500 mg	346-070-600
346-88-2025e	20 kg	1 g	346-080-600
346-89-2025e	50 kg	2,5 g	346-090-600
346-79	50 kg	2,5 g	346-090-600