

BROCHURE DEL PRODOTTO

KERN MSF 200

Data: 29.04.2025

ITALIANO



Quando ogni centimetro conta: statimetro meccanico con autorizzazione all'uso medicale, per l'uso professionale nella diagnostica medica

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefono : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
Email : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scansiona qui per maggiori
informazioni

VETRINA DEI PRODOTTI



DESCRIZIONE

- Statimetro meccanico
- Autorizzazione all'uso medicale
- Lettura sulla scala con battuta spostabile, ribaltabile
- Da montare alle bilance KERN MPS-PM, MPB-P o per il montaggio a parete/muro
- Robusto profilo di alluminio

SPECIFICHE TECNICHE

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	MSF 200
Modello-Serie	MSF
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Prodotti medici
Gruppo di prodotti	Misurazione delle dimensioni corporee
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale;Accessori/Servizi
Codice EAN (Modello)	4045761192843
Modello precedente	MSF 200-2016a

Numero di tariffa doganale 84239010

CE Label sì

Dati tecnici - Primario

Campo di misura 205 cm

Lettura 0,1 cm

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni (L×P×H) 60×60×930 mm

Dati tecnici - Sistema di misura

Campo di misura 205 cm

Lettura	0,1 cm
Lunghezza minima	60 cm
Tipo di dispositivo	meccanico
Unità di misura	cm;inch/ft
Tolleranza Lunghezza	10 mm

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

Dimensioni imballo (L×P×H)	1015×70×45 mm
Peso lordo	1,2 kg
Peso netto	0,80 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	108,5 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	108,5 g
Tempo di consegna	1 d

Dati tecnici - Verifica

Approvazione medica 93/42/EWG	sì
Classe MPG	1m
Codice GMDN	37001

FUNZIONI

Standard



SERVIZI

Modello	Descrizione
970-012	Estensione della garanzia (+2 anni) KERN 970-012

PARTI DI RICAMBIO

Modello	Descrizione
RMSFN-8001	RMSFN-8001
RMSFN-8004	Montaggio RMSFN-8004
RMSFN-8006	Montaggio a parete KERN RMSFN-8006
RMSFN-8002	Montaggio RMSFN-8002
RMSFN-8003	Montaggio RMSFN-8003
RMSFN-8005	Tappo KERN RMSFN-8005

DATI RELATIVI AL PRODOTTO

Nome del modello	Campo di misura	Lettura
MSF 200	205 cm	0,1 cm