




Der Klassiker im Labor

Merkmale

- Kompakte Abmessungen, vorteilhaft bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwiegen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert
- **A** Ringförmiger Windschutz serienmäßig bei Modellen mit Wägeplattengröße **A**, Wägeraum  $\varnothing \times H$  90×40 mm
- Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

- Hinterleuchtetes LCD-Display, Ziffernhöhe 15 mm
- Abmessungen Wägefläche
  - A** Kunststoff, ableitfähig lackiert,  $\varnothing$  81 mm
  - B** Edelstahl,  $\varnothing$  105 mm
  - C** Edelstahl, B×T 130×130 mm
  - D** Edelstahl, B×T 150×170 mm, groß abgebildet
- Gesamtabmessungen B×T×H 165×230×80 mm
- Batteriebetrieb möglich, 9 V Block, nicht im Lieferumfang enthalten, Betriebsdauer bis zu 20 h, AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 0,95 kg
- Zulässiger Umgebungtemperaturbereich 5 °C/35 °C

STANDARD

OPTION

| Modell  | Wägebereich | Ablesbarkeit | Reproduzierbarkeit | Linearität | Wägeplatte | Optionen                               |
|---------|-------------|--------------|--------------------|------------|------------|----------------------------------------|
|         |             |              |                    |            |            | Kalibrierschein<br>DAkkS-akkr.<br>KERN |
|         | [Max]<br>g  | [d]<br>g     | g                  | g          |            |                                        |
| KERN    |             |              |                    |            |            |                                        |
| 440-21A | 60          | 0,001        | 0,001              | ± 0,003    | <b>A</b>   | 963-127                                |
| 440-33N | 200         | 0,01         | 0,01               | ± 0,02     | <b>B</b>   | 963-127                                |
| 440-35A | 600         | 0,01         | 0,01               | ± 0,03     | <b>B</b>   | 963-127                                |
| 440-43N | 400         | 0,1          | 0,1                | ± 0,2      | <b>C</b>   | 963-127                                |
| 440-45N | 1000        | 0,1          | 0,1                | ± 0,2      | <b>C</b>   | 963-127                                |
| 440-47N | 2000        | 0,1          | 0,1                | ± 0,2      | <b>C</b>   | 963-127                                |
| 440-49A | 6000        | 0,1          | 0,1                | ± 0,3      | <b>D</b>   | 963-128                                |
| 440-51N | 4000        | 1            | 1                  | ± 2        | <b>D</b>   | 963-127                                |
| 440-53N | 6000        | 1            | 1                  | ± 2        | <b>D</b>   | 963-128                                |