

PRODUKTBROSCHÜRE

OPTICS OZB-A45 15

Datum: 30.04.2025

DEUTSCH



Doppel-Schwanenhals-Beleuchtung zur optimalen Ausleuchtung Ihrer Probe

CONTACT

KERN & SOHN GmbH
Ziegelei 1
72336 Balingen
Germany

Telefon : +49 7433 9933-0
Fax : +49 7433 9933-149
E-Mail : info@kern-sohn.com
Web : www.kern-sohn.com



Scannen Sie hier für
weitere Informationen

SPEZIFIKATIONEN

Artikelcodes, Produktgruppen & Statusinformationen

Modell-Artikel-Code	OZB-A45 15
Modell-Reihe	OZB-IF
Sortiment	Optics
Produkt Segment	Mikroskope
Produktgruppe	Externe Beleuchtungseinheiten
Produkt-Verwendungsart	Hauptartikel
EAN-Code (Modell)	404576 12 18444
Vorgängermodell	OZB-A45 15-2017a
Zolltarifnummer	94054239

Technische Daten - Primär

Beleuchtungsart	LED
Beleuchtungsintensität	6W

Technische Daten - Konstruktion

Farbtemperatur	5600-6300 K
Länge der Fasern	300 mm
Abmessungen (B×T×H)	120×370×250 mm

Technische Daten - Spannungsversorgung

Schutzklasse	Schutzklasse I - Schutzleiter
--------------	-------------------------------

Technische Daten - Umweltbedingungen

Lagertemperatur Min	-5 °C
---------------------	-------

Lagertemperatur Max 40 °C

Technische Daten - Verpackung & Versand

Abmessungen Verpackung (B×T×H)	300×250×250 mm
Bruttogewicht	2 kg
Nettogewicht	1,8 kg
Versandart	Paketdienst
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Papier	0 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Karton	179,952 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Kunststoff	1,25665 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Styropor	70,1211 g
Verpackungsbestandteil - nach Gewicht - Schaumstoff	0 g
Lieferzeiten	1 d

Technische Daten - Verifizierung

WEEE	yes
------	-----

FUNKTIONEN

Standard



ERSATZTEILE

Modell	Beschreibung
OZB-A4853	Ersatz-LED OZB-A4853
OZB-A4867	Ersatz-Schwanenhals mit LED KERN OZB-A4867