

**BROCHURE PRODUIT**

---

**OPTICS**  
**OBB-A1596**

Date: 30.04.2025

FRANCAIS



Tube trinoculaire

---

**CONTACT**

KERN & SOHN GmbH  
Ziegelei 1  
72336 Balingen  
Germany

Téléphone : +49 7433 9933-0  
Fax : +49 7433 9933-149  
E-Mail : [info@kern-sohn.com](mailto:info@kern-sohn.com)  
Web : [www.kern-sohn.com](http://www.kern-sohn.com)



Cliquez ici pour plus  
d'informations

## DESCRIPTION

Tube trinoculaire (POL) OBB-A1596

## SPÉCIFICATIONS

### Codes d'article, groupes de produits et informations sur le statut

Code article du modèle	OBB-A1596
Model-Serie	OBB-AT
Assortiment	Optics
Type de produit	Microscopes
Groupe de produits	Microscopes polarisants
Type d'utilisation du produit	Pièce de rechange;Accessoire/service
Code EAN (Modèle)	4045761249400
Numéro de tarif douanier	90119000

### Données techniques - Emballage et expédition

Dimensions de l'emballage (L×P×H)	265×185×165 mm
Poids brut	2 kg
Poids net	1,4 kg
Mode d'expédition	Service de colis
Composant de l'emballage - par poids - plastique	600 g
Délai de livraison	1 d

FRANCAIS

### Données techniques - Primaire

Tube	Trinoculaire
------	--------------

### Données techniques - Construction

Angle du tube	30°
Distance oculaire (max)	76 mm
Distance oculaire (min)	48 mm

### Données techniques - Conditions environnementales

Température de stockage min.	-5 °C
Température de stockage max.	40 °C