

Δήλωση συμμόρφωσης EE | EU Declaration of Conformity | EU-Konformitätserklärung

GR Wir erklären hiermit unter alleiniger Verantwortung, dass das Produkt, auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den nachstehenden Richtlinien übereinstimmt. Für die Waage liegt eine EG-Bauartzulassung vor. Das Jahr der EG-Eichung ist neben der CE Konformitätskennzeichnung aufgeführt. Solche Waagen sind ab Werk EG-geeicht und tragen die Kennzeichnung „M“ auf dem Gerät selbst und auf der Verpackung. Sie dürfen im eichpflichtigen Verkehr verwendet werden. Die Fallbeschleunigung gibt bei EG-geeichten Waagen an, für welchen Aufstellungsort die Waage EG-geeicht ist.

EN We hereby declare and assume sole responsibility for the declaration that the product complies with the standards hereinafter. The scale was issued with an EC Type Approval Certificate. The year of EC verification can be found next to the CE mark of conformity. Such scales are EC verified ex factory and bear the mark "M", on the device itself as well as on the packaging. They can be used for weighing with obligation to verify. For EC verified scales, gravity acceleration indicates for which place of installation the scale is EC verified.

DE Nous déclarons par la présente que le produit auquel se réfère cette déclaration est conforme aux normes ci-après. Un certificat d'approbation a été établi par la CE pour la balance. L'an de l'homologation selon CE est indiqué à côté de la marque CE. De telles balances sont homologuées au départ de l'usine et portent la marque „M“ sur l'appareil-même et sur l'emballage. Elles peuvent être utilisées dans des actions soumises à l'obligation d'étalonnage. L'accélération due à la pesanteur indique sur les balances homologuées selon CE, le site d'implantation pour lequel elles ont été homologuées.

μοντέλο | Model | Modell

KDP 10K-3
KDP 10K-4
KDP 3000-2
KDP 300-3

Τύπος | Type | Typ


TKDP 10K-3-A
TKDP 10K-4-A
TKDP 3000-2-A
TKDP 300-3-A

Σήμανση CE CE mark applied CE Kennzeichnung	Οδηγία EE EU directive EU-Richtlinie	Πρότυπα Standards Normen
CE	2011/65/EU (RoHS)	EN 63000:2018
CE	2014/30/EU (EMC)	EN 61326-1:2013 EN 61326-2-2:2013
CE	2014/35/EU (LVD)	EN 61010-1:2010 EN 62368-1:2014+A11:2017
CE	2014/53/EU (RED)	EN 62311:2008 ETSI EN 301 489- 1 V2.2.0 (draft, 2017-03) ETSI EN 301 489- 17 V3.2.0 (draft, 2017-03)

Ημερομηνία | Date |
Datum: 10.11.2021

Τόπος έκδοσης: 72336 Balingen,
Place of issue: Germany

Ort der Ausstellung:



Albert Sauter
KERN & Sohn GmbH

Υπογραφή:
Signature:
Signatur:

Διευθύνων
σύμβουλος
Managing director
Geschäftsführer