

KERN EMB 100-3

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie

KERN®

Codici articolo, gruppi di prodotti e informazioni sullo stato

Modello codice articolo	EMB 100-3
Modello-Serie	EMB
Assortimento	KERN
Tipologia di prodotto	Bilance da laboratorio
Gruppo di prodotti	Bilance scolastiche
Tipo di utilizzo del prodotto	Articolo principale
Codice EAN (Modello)	4045761098060
Data di inizio prevista	2015-1HJ
Numero di tariffa doganale	90160010
CE Label	Sì

Dati tecnici - Primario

Capacità di pesatura	100 g
Leggibilità	0,001 g
Ripetibilità	0,001 g
Linearità	± 0,005 g
Superficie di pesata (d)	82 mm
Peso di regolazione consigliato	100 g (F1)

Dati tecnici - Costruzione

Dimensioni dell'alloggiamento	170×244×54 mm
Piastra di pesatura del materiale	Plastica, verniciatura conduttiva
Materiale dell'involucro	Plastica
Superficie di pesata (d)	82 mm
Dimensioni paravento interno (Ø×H)	96×35 mm

Dimensioni paravento esterno (Ø×H)	105×35 mm
------------------------------------	-----------

Dati tecnici - Display

Altezza del display	15 mm
Retroilluminazione	No

Dati tecnici - Alimentazione

Batteria	9 V Block
Tempo di funzionamento	16 h

Dati tecnici - Sistema di misura

Metodo di calibrazione	Aggiustamenti con peso esterno
Linearità	± 0,005 g
Leggibilità	0,001 g
Peso di regolazione consigliato	100 g (F1)
Ripetibilità	0,001 g
Tempo di stabilizzazione in condizioni di laboratorio	2,5 s
Intervallo di tara	100 g
Tempo di riscaldamento	120 min
Sistema di pesatura	Estensimetro
Unità di pesata	Dwt;g;oz;ozt

Dati tecnici - Condizioni ambientali

Umidità massima	80 %
Temperatura massima di esercizio	35 °C
Temperatura ambiente minima	5 °C

Dati tecnici - Imballaggio e spedizione

KERN EMB 100-3

Bilancia da laboratorio modello base con prestazioni straordinarie



Dimensioni imballo (L×P×H)	220×290×147 mm
Peso lordo	1,4 kg
Peso netto	0,85 kg
Metodo di spedizione	Servizio pacchi
Componenti dell'imballaggio - a peso - carta	18 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - cartone	890 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - plastica	6 g
Componenti dell'imballaggio - in peso - polistirolo	111 g
Componenti per l'imballaggio - in peso - legno	202 g
Tempo di consegna	1 d

Servizi opzionali	
Calibrazione DAkkS	963-127

Funzioni

Standard



Option

